



Vicca Equipamentos Biomédicos Ltda.

+55 51 3439 4215

vicca@vicca.com.br
export@vicca.com.br



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informaciones importantes

MATERIAL DE USO ÚNICO PROIBIDO REPROCESSAR

Material de uso unico
Prohibido reprocessar

Garantia: Clipes na embalagem original de fábrica.

Garantía: Clips en su paquete original de fábrica.

Quantidade: 20 clipes por bateria

Cantidad: 20 clips por kit

Modelo de Clipe: Microclipe

Modelo de Clip: Microclip

Reg. ANVISA: 10105900009

Certificado de Libre Venta Internacional: 10105900009

Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

Esterilización: Oxido de Etileno (ETO)

Aplicador Indicado: Aplicador para Microclipes (incluso na bateria)

Aplicador Indicado: Aplicador para Microclipses (incluso en el kit)

Compatibilidade Magnética: Exames de Ressonância Magnética* e Tomografia Computadorizada.

Compatibilidad Magnética: Exámenes de Resonancia Magnetica y Tomografía Computadorizada.

Tipo de Aplicação: Permanente / Temporária

Tipo de Aplicación: Permanente / Temporal

* Clipes de Cobalto compatíveis somente até 2 Teslas.

* Clips de Cobalto compatibles solamente hasta 2 Teslas.

Empresa certificada

Certificado de
Boas
Práticas de
Fabricação
ANVISA

Certificado de Buenas Practicas de Fabricación



ISO 9001:2000

Fabricação e comercialização de implantes cirúrgicos e seus instrumentos de aplicação.



ISO 13485:2003

Manufacturing, commercialization and development of surgical implants and application tools.

MICRO CLIQUE

Micro Clip

Evandro Oliveira

Dr. Evandro de Oliveira



Linea AM

COBALTO

Linea AM

COBALTO

MICRO CLIP

Micro Clip

Grandro Oliveira



A Vicca apresenta a sua nova linha de cliques para aneurismas intracranianos, fabricados em liga paramagnética, para utilização em pequenos aneurismas, malformações arteriovenosas, tumores cerebrais e demais procedimentos de microcirurgia intracraniana.

Vicca presenta su nueva línea de clips para aneurismas intracraneales, fabricados en aleación paramagnética, para utilización en pequeños aneurismas, malformaciones arteriovenosas, tumores cerebrales y otros procedimientos de microcirugía intracraneal.

Aplicador exclusivo:

Cada batería de microclips possui um aplicador compatível com o tamanho de todos os modelos de Microclips.

Aplicador exclusivo:
Cada kit de microclips posee un aplicador compatible con el tamaño de todos los modelos de Microclips.



Disposição dos cliques na caixa:

Disposición de los clips en el kit:

01 AM 400-02	05 AM 401-03	09 AM 410-05	13 AM 420-04	17 TP 800-05
02 AM 400-03	06 AM 401-05	10 AM 410-06	14 AM 421-04	18 TP 810-05
03 AM 400-05	07 AM 410-03	11 AM 411-03	15 AM 460-04	19 TP 811-05
04 AM 400-05	08 AM 410-04	12 AM 411-05	16 AM 470-05	20 TP 830-05

PERMANENTES

Código Codigo	Compr. Largo	Abertura Abertura	
AM 400-02	3,0 mm	2,5 mm	
AM 400-03	3,7 mm	3,0 mm	
AM 400-05	5,7 mm	3,3 mm	
AM 401-03	3,7 mm	3,0 mm	
AM 401-05	5,7 mm	3,3 mm	
AM 410-03	4,6 mm	3,0 mm	
AM 410-04	4,8 mm	3,2 mm	
AM 410-05	5,7 mm	3,4 mm	
AM 410-06	6,7 mm	3,6 mm	
AM 411-03	4,6 mm	3,0 mm	

Força de Fechamento - Permanentes 0,98 N - 1,17N (100g - 120g)
Força de Fechamento - Temporários 0,49 N - 0,68N (50g - 70g)

Fuerza de Cierre - Permanentes 0,98 N - 1,17N (100g - 120g)
Fuerza de Cierre - Temporales 0,49 N - 0,68N (50g - 70g)

PERMANENTES

Código Codigo	Compr. Largo	Abertura Abertura	
AM 411-05	5,7 mm	3,4 mm	
AM 420-04	4,7 mm	3,0 mm	
AM 421-04	4,7mm	3,0 mm	
AM 460-04	4,0mm	4,0mm	
AM 470-05	5,0mm	3,5mm	

TEMPORÁRIOS TEMPORALES

Código Codigo	Compr. Largo	Abertura Abertura	
TP 800-05	5,7 mm	3,3 mm	
TP 810-05	5,7 mm	3,4 mm	
TP 811-05	5,7 mm	3,3 mm	
TP 830-05	5,7 mm	3,4 mm	